



ResMed



13,6 cm Breite, Originalgröße

AirMini™ Solutions

Endlich wieder gut schlafen

[ResMed.com/AirMini](https://www.ResMed.com/AirMini)

AirMini: effektive kompakte Therapie ohne Kompromisse

Mit AirMini erhalten Sie die Schlaftherapie, die Sie von ResMed gewohnt sind¹ – in einem attraktiven Kompaktsystem, das besonders handlich und benutzerfreundlich ist.

Das AirMini System ist für eine effektive Therapie mit einem Höchstmaß an Komfort und Mobilität konzipiert.



AirFit™ Maskenserie

AirMini ist mit den Masken AirFit N20**, AirFit N20 Classic, AirFit F30**, AirFit F20**, AirFit F20 Non Magnetic, der AirFit N30 und AirFit P10 für AirMini sowie den AirTouch™ N20 und F20 Maskenkissen kompatibel.



Wasserloser HumidX™ - Befeuchter*

HumidX, HumidX Plus und HumidX™ F20 sind klein und unauffällig – ideal für hohen Therapiekomfort unterwegs.



ActiveAir™

Diese spezielle Technologie wurde entwickelt, um bei allen Druckniveaus für einen nahezu konstanten Fluss durch den Luftauslass zu sorgen.



Start & Stopp

Nur eine Taste zum Ein- und Ausschalten – die nächtliche Verwendung ist unkompliziert. Optional automatisch mit SmartStart™-stopp.

Bluetooth-Verbindung

Einfach die Bluetooth-Taste drücken – und AirMini synchronisiert sich mit Ihrem Smart-Gerät.

AirMini App

Die AirMini App gibt Ihnen einen umfangreichen Therapieüberblick. Verfolgen Sie Ihre Fortschritte und passen Sie Ihre Komfoteinstellungen für AirMini an.



Mobilität und Bewegungsfreiheit

Das AirMini System ermöglicht eine wirksame Therapie in einem kleinen Gerät. So können Sie Ihre Therapie vom Nachttisch ins Hotelzimmer mitnehmen – und sogar in die freie Natur.

Es ist einfach klein, praktisch und intelligent¹.



Freie Wahl

Umfangreiches Zubehör und zahlreiche Anpassungsoptionen helfen Ihnen, Ihr AirMini System an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Dazu gehören beispielsweise verschiedene Therapiemodi und Komfortfunktionen sowie unterschiedliche Maskenmodelle und Zubehör.

Klein
AirMini ist eines der kleinsten CPAP-Geräte auf dem Markt.

Intelligent
Mit der AirMini App passen Sie Komfereinstellungen individuell an und haben Ihre Therapiedaten immer im Blick.

Bewährt^{3,4,5,6}
AirMini verwendet die bewährten ResMed Algorithmen von AirSense™-Geräten inklusive AutoSet™ und AutoSet for Her.

Effektive¹ Therapie kompakt

Wissen um Ihre Bedürfnisse

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Komfort, einfache Anwendung, effektive Therapie und Befeuchtung* sowie Leistungsstärke, Mobilität und geringe Größe sind Eigenschaften, die Sie von Ihrem AirMini erwarten dürfen.

Technologie für Sie

Wir haben ein spezielles Ausatemsystem entwickelt, um Ihnen effektive Therapie, mobile wasserlose Befeuchtung* und Leistungsstärke zu bieten – alles in einem kleinen, leichten und benutzerfreundlichen Paket.



Einfach wohlfühlen – mit der AirMini App

Haben Sie Ihre Komforteinstellungen im Blick

AirMini ist mit einer ansprechenden, informativen App verbunden, die sich sowohl an neue als auch an erfahrene CPAP-Anwender richtet. Die AirMini App ist eine bedienerfreundliche, schnelle und bequeme Möglichkeit, Ihre Schlafdaten zu verfolgen und Ihre Therapie im Blick zu behalten. Laden Sie sie auf Ihr Smart-Gerät herunter, synchronisieren Sie sie mit Ihrem Therapiergerät und schon können Sie loslegen!

Unterstützung in jeder Therapiephase

Die AirMini App bietet außerdem Coaching-Tipps und personalisierte Unterstützung, wann immer Sie diese benötigen. Selbsthilfe-Tools zu Ihrer Therapie und Informationen zur Pflege Ihrer Ausstattung helfen Ihnen dabei, Ihr Therapiemanagement selbst in die Hand zu nehmen.



Download der kostenlosen App
Installieren Sie die AirMini App auf Ihrem Smartphone.



Synchronisation mit dem Therapiergerät
Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Therapiergerät und aktivieren Sie die Bluetooth-Option auf Ihrem Smartphone.



Einstellung von Funktionen
Passen Sie Ihre Komforteinstellungen über Ihr Smartphone oder Tablet an (z. B. Rampe oder EPR).



Verfolgen der Schlafqualität
Überprüfen Sie jeden Morgen die in der Nacht erzielte Punktzahl.



Tipps & Coaching
Erfahren Sie, wie Sie den Therapiekomfort erhöhen und besser schlafen können.



Laden Sie die AirMini App jetzt herunter!


Die App ist im Google Play Store und im App Store von Apple erhältlich.



Premium-Reisetasche für AirMini



AirMini Halterung



12/24V Gleichspannungswandler



AirMini Etui

Leichter reisen mit Zubehör

Dank speziell entwickeltem optionalen Zubehör ist das AirMini System für verschiedene Lebenssituationen und Aktivitäten geeignet.

Das Etui schützt AirMini unterwegs. In der Premium-Reisetasche findet sogar das gesamte AirMini System (Gerät, Maske und Schlauch) Platz.

Die AirMini Halterung bietet verschiedene Optionen zur Anbringung in Bettnähe – für noch mehr Komfort.

Mobilität wird durch den 12/24V Gleichspannungswandler, z. B. im Wohnmobil oder auf dem Boot ganz unabhängig vom Stromnetz ermöglicht.

Auf [ResMed.com](https://www.resmed.com) finden Sie einen Überblick über das verfügbare Zubehör.



besuchen Sie [ResMed.com/AirMini](https://www.ResMed.com/AirMini)

Überreicht durch

Bitte lesen Sie in der Gebrauchsanweisung nach, welche Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind.

- 1 Villanueva J, Isetta V, Montserrat J, Navajas D, Farré R. A portable continuous positive airway pressure device that can perform optimally under strenuous conditions. *Am J Respir Crit Care Med.* 2018.
 - 2 Stand 15. Dezember 2023. 136 mm (B) x 84 mm (T) x 52 mm (H)
 - 3 Netzel et al. APAP device technology and correlation with patient compliance. *Somnologie - Schlafforschung und Schlafmedizin* 2014; DOI: 10.1007/s11818-014-0662-0
 - 4 Isetta et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices responses: a bench test study. *ERJ Open Res* 2015; 1:00031-2015.5
Zhu et al. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. *J Clin Sleep Med* 2015 11(7):725-34. 6 Isetta et al. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluation Positive Pressure Therapy Devices. *PLoS ONE* 11(3): e0151530. doi:10.1371/journal.pone.0151530.
 - 5 Zhu et al. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. *J Clin Sleep Med* 2015 11(7):725-34.
 - 6 Isetta et al. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluation Positive Pressure Therapy Devices. *PLoS ONE* 11(3): e0151530. doi:10.1371/journal.pone.0151530.
- * HumidX und HumidX Plus sind nur mit den Masken AirFit N20, AirFit N20 Classic, der AirFit N30 und AirFit P10 für AirMini sowie dem AirTouch N20 Maskenkissen kompatibel. HumidX F20 ist nur mit der AirFit F20, AirFit F20 Non Magnetic Maske und dem AirTouch F20 Maskenkissen kompatibel.
- ** Die Maske enthält Magnete, die bestimmte Implantate oder medizinische Geräte negativ beeinflussen könnten. Ausführliche Informationen, einschließlich Kontraindikationen und Warnhinweise für Magnete, sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de.
Weitere ResMed-Standorte weltweit finden Sie unter [ResMed.com](https://www.ResMed.com). AirMini, HumidX, ActiveAir, AirFit und AirTouch sind Marken und/oder eingetragene Marken der ResMed-Unternehmensgruppe. Informationen zu Patenten finden Sie unter [ResMed.com/ip](https://www.ResMed.com/ip).
© 2023 ResMed. **Art.-Nr. 10110134/6** (auf Grundlage von 1019979/5 2022-05), Obj.-ID. C242020 - 6 - 01 24

[ResMed.com/AirMini](https://www.ResMed.com/AirMini)