


## Einbindung des ResMed Beatmungsgeräts Astral™ in die Klinik

### Plug & Play. Dokumentation. Wirtschaftlichkeit.

Die Integrationsplattform von Capsule ermöglicht die direkte Einbindung des ResMed Beatmungsgeräts Astral™ in der Klinik. Die **lückenlose und automatisierte Dokumentation** der Beatmung wird unterstützt und **Workflows** werden vereinfacht.

Die Einbindung erfolgt per Plug & Play über das ResMed Connectivity Modul Hospital (RCMH) und das **Capsule Datentransmitter** (Axon oder Neuron) direkt über den HL7-Standard in das Patientendatenmanagementsystem (PDMS) und damit das Krankenhausinformationssystem (KIS).



Ganz einfach das Beatmungsgerät Astral über RCMH an den vorkonfigurierten Capsule Datentransmitter anschließen. Fertig!

✓ **Plug & Play** – Geringer Installationsaufwand vor Ort, nur Installation des Treibers

✓ **Dokumentiert** – Geräte-/Patientendaten u. a. zur Abrechnung automatisiert verfügbar und nachverfolgbar

✓ **Wirtschaftlich** – Kein personeller Zeitaufwand für manuelle Dokumentation, schnellere Abrechnung sowie Reduzierung von Erlösverlusten

Lassen Sie uns gemeinsam mit Capsule die Einbindung besprechen. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem/Ihrer ResMed Ansprechpartner:in. Mehr Informationen zu Capsule unter [www.capsuletech.com/de](http://www.capsuletech.com/de)