



Stromverbrauch Therapiegeräte

CPAP	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirSense™ 11 Elite	7	2
AirSense 11 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir™M11	19	2
AirSense 11 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir 11 & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir™M11	55	2
AirSense™ 10 Elite	7	5
AirSense 10 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir™	22	5
AirSense 10 Elite mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir™	34	5
S9 Elite™ / S9 Escape™ (nicht mehr im Programm)	6	3
S9 Elite / S9 Escape mit Atemluftbefeuchter H5i™ (nicht mehr im Programm)	38	3
S9 Elite / S9 Escape mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine™ (nicht mehr im Programm)	72	3
APAP	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirMini™	6,3	1
AirSense™ 11 AutoSet	7	2
AirSense 11 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir™M11	19	2
AirSense 11 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir 11 & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir™M11	55	2
AirSense™ 10 AutoSet	7	5
AirSense 10 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir	22	5
AirSense 10 AutoSet mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	34	5
AirSense™ 10 AutoSet for Her	7	5
AirSense 10 AutoSet for Her mit Atemluftbefeuchter HumidAir	22	5
AirSense 10 AutoSet for Her mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	34	5
S9 AutoSet™ / S9 Escape™ Auto (nicht mehr im Programm)	6	3
S9 AutoSet / S9 Escape Auto mit Atemluftbefeuchter H5i (nicht mehr im Programm)	38	3
S9 AutoSet / S9 Escape Auto mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine (nicht mehr im Programm)	72	3
Automatisches BiLevel	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 11 VAuto	8	3
AirCurve 11 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir	34	3
AirCurve 11 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	66	3
AirCurve™ 10 VAuto	9	5
AirCurve 10 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir	23	5
AirCurve 10 VAuto mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	41	5
S9™ Auto 25 (nicht mehr im Programm)	10	3
S9 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H5i (nicht mehr im Programm)	19	3
S9 Auto 25 mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch (nicht mehr im Programm)	58	3

BiLevel	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 11 S	8	3
AirCurve 11 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir	34	3
AirCurve 11 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	66	3
AirCurve™ 10 S	9	5
AirCurve 10 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir	23	5
AirCurve 10 S mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	41	5
S9 VPAP™ S (nicht mehr im Programm)	8	3
S9 VPAP S mit Atemluftbefeuchter H5i (nicht mehr im Programm)	17	3
S9 VPAP S mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine (nicht mehr im Programm)	56	3
BiLevel ST	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 11 ST	8	3
AirCurve 11 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir	34	3
AirCurve 11 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	66	3
AirCurve™ 10 ST	10	5
AirCurve 10 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir	24	5
AirCurve 10 ST mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	43	5
S9 VPAP™ ST (nicht mehr im Programm)	8	3
S9 VPAP ST mit Atemluftbefeuchter H5i (nicht mehr im Programm)	17	3
S9 VPAP ST mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine (nicht mehr im Programm)	56	3
AutoSet CS	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
AirCurve™ 11 ASV PaceWave™	8	3
AirCurve 11 ASV PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir	34	3
AirCurve 11 ASV PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	66	3
AirCurve™ 10 CS-A PaceWave™	10	5
AirCurve 10 CS-A PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir	27	5
AirCurve 10 CS-A PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	44	5
AirCurve™ 10 CS PaceWave™	9	5
AirCurve 10 CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir	27	5
AirCurve 10 CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	44	5
AutoSet CS™ PaceWave (nicht mehr im Programm)	46	3
AutoSet CS PaceWave mit Atemluftbefeuchter H5i (nicht mehr im Programm)	16	3
AutoSet CS mit Atemluftbefeuchter H5i & beheizbarem Schlauch ClimateLine (nicht mehr im Programm)	46	3
Beatmung	Betrieb [Wh]	Standby [Wh]
Astral™	12	5
Stellar™	10,6	6,8
Stellar mit Atemluftbefeuchter H4i	21,6	k.A.
Lumis™ 150 VPAP ST-A	10	5
Lumis 150 VPAP ST-A mit Atemluftbefeuchter HumidAir	24	5
Lumis 150 VPAP ST-A mit Atemluftbefeuchter HumidAir & beheizbarem Schlauch ClimateLineAir	43	5

Hinweis: Hier sind praxisnahe Leistungsaufnahmen aufgeführt, die unter Laborbedingungen messtechnisch ermittelt worden sind. Messungen unter anderen Randbedingungen oder Einstellungen oder Kombinationen können zu anderen Ergebnissen führen. In diesem Falle sollte die tatsächliche Leistungsaufnahme vor Ort mit Hilfe eines Stromverbrauchsmessgeräts ermittelt werden.